

Clean & Hospitality Paperware

抗菌
和紙

抗菌和紙

カトラリー包み

清潔感漂うおもてなしに、紙製の包みをご用意。
抗菌和紙タイプが新登場。高級感漂う奉書和紙を使用しました。

New




抗菌和紙・ カトラリー包み 特大 (250枚入)

01 (08913) **7,750円**
(1枚当り31円)
約15×L31cm
※開口部: ずらし貼り(並行)
(内巾約14cm)
※材質: 抗菌和紙
※シュリンク包装
※包みのみ
(カトラリー別売)

特大

スプーン、フォーク、箸など複数のカトラリーが入る特大サイズが新登場



※セットイメージ (実際は透けません)



抗菌和紙・カトラリー包み (250枚入)

02 (08912) **大** **1,400円** (1枚当り5.6円)

約6.3×L13cm (開口部: 内巾約5.3cm)

03 (08911) **中** **1,250円** (1枚当り5円)

約4.8×L13cm (開口部: 内巾約3.8cm)


04 (08910) **小** **1,200円** (1枚当り4.8円)

約3.2×L9cm (開口部: 内巾約2.2cm)

※材質: 抗菌和紙 ※シュリンク包装
※開口部: ずらし貼り(並行) ※包みのみ (カトラリー別売)


大

トング・カレースプーン等の大きなものに



中

ミニスプーン・フォーク等に



小

箸、菓子切等に



抗菌タイプ

- 付着した細菌(大腸菌など)の繁殖を抑えます。
- 抗菌効果は長時間持続しますが、一度のご使用で必ず取り換えて下さい。
- 「抗菌」は「殺菌」ではありません。
- 食品の急速な殺菌・抗菌は期待しないでください。
- すでに細菌に汚染された食品に対する効果はありません。

〈抗菌力試験結果〉

試験菌	生菌数の常用対数値(最大最小差)		抗菌活性値
	接種直後	18時間培養後	
大腸菌	3.62(0.2)	1.30(0.0)	6.4
黄色ブドウ球菌	3.36(0.2)	1.30(0.0)	5.8

■ 抗菌加工製品の抗菌効果は、「JIS Z 2801」において抗菌活性値が2.0以上とすると定められています。



カトラリー包み 未晒タイプ

カトラリー包み (250枚入)

05 (08904) **大** **1,250円** (1枚当り5円)
約6.3×L13cm ※開口部: ずらし貼り(並行) (内巾約5.3cm)

06 (08905) **中** **1,150円** (1枚当り4.6円)
約4.8×L13cm ※開口部: ずらし貼り(並行) (内巾約3.8cm)

07 (08906) **小** **650円** (1枚当り2.6円)
約3.2×L9cm ※開口部: 隅切り(斜め) (内巾約2.2cm)

※材質: 紙(未晒) ※シュリンク包装
※包みのみ (カトラリー別売)
※抗菌仕様ではありません。

* 上記価格は税抜き価格です。

* 表示は2021年現在のものです。予告なく、仕様・価格を変更する場合がございます。